



BI-1188

マイクロプレート・チューブ用

てまわし スピナー

(てまわし君)

新製品販売 キャンペーン
(先着100台限定)



特許申請中

- ◎ 96well PCR plateのスピンドウンに最適
- ◎ 96well PCR plateを台にすることで、8連・12連やカットされたPCRチューブにも対応
- ◎ オプションのローターセットで、1.5ml・0.5ml・0.2ml・0.1mlにも対応
- ◎ 上清を取り除くことが可能
(例:マイクロプレートが逆向きにセットも可能な為、ELISAの法などの洗浄や塩基配列決定等の精製過程で上清を取り除く)

■ 特徴

- 電源が不要
- 加速、減速が速い
- 軽いので移動が容易
- 置き場所に困らないため、収納が容易
- 洗浄が容易
- プレートは逆向きにもセットが容易
- 電動式マイクロプレート用遠心機に比べて安価

■ 使用上の注意

- スピンドウンされる場合は、シーリングしたプレートを使用して下さい。
- バランスは必ずお取り下さい。
- 本体ボール底面から立ち上がっている回転軸を折らないで下さい。
手を刺さないように注意して下さい。
- 必要以上に回転を早くしたり、回転の途中で無理に回転を止めないで下さい。
- 回転の最中は危険ですので蓋を開けないで下さい。
- 必ず蓋を押さえながら回転させて下さい。

■ 仕様 価格

商品番号	30-11-888	30-11-889
品名	てまわしスピナー	てまわしスピナー ローター付き
内訳	プレートホルダー x 1 本体 x 1	プレートホルダー x 1 ローター(AorB) x 1 本体 x 1
サイズ(約)	φ190 x H160mm	
重量(約)	460g	472g
価格	¥21,000	¥25,000
キャンペーン価格	¥15,000	¥18,000

■ パーツ

商品番号	30-11-882	30-11-883	30-11-884	30-11-881
品名	てまわしスピナー用 プレートホルダー	てまわしスピナー用 ローターA	てまわしスピナー用 ローターB	てまわしスピナー用 本体
セット可能数	マイクロプレート2枚	チューブ1.5mℓx8本 0.6mℓx4本、0.2or0.1mℓx6本	チューブ1.5mℓx16本	—
材質	アクリル	アクリル 取付ネジ：ABS、鉄 ワッシャー：鉄、ゴム	アクリル 取付ネジ：ABS、鉄 ワッシャー：鉄、ゴム	ボール：スチロール樹脂 蓋・取っ手：ポリプロピレン 取っ手押さえネジ：ステンレス
価格	¥18,000	¥5,000	¥5,000	¥4,000

販売店

BIO
Improve

バイオインプルーブ株式会社

〒631-0801 奈良市左京2-3-1-1-106

Tel : 0742-42-6398

Fax : 0742-71-2158

Email : info@bio-improve.com

https://bio-improve.com

(注：製品の仕様や価格等は、予告なく変更することがあります。)